

- granulat
- dezinficijens za opću sanitaciju i dezinfekciju vode



## SASTAV

Granulat sadržava 100% natrijevog dikloroizocijanurat dihidrata.

EC: 220-767-7

Prije uporabe valja pročitati način uporabe i oznake upozorenja i obavijesti!

## SVOJSTVA I DJELOVANJE

Izosan® G djeluje baktericidno i fungicidno (prema EN 1650), inaktivira poliovirus (prema EN 14476), virus hepatitisa tip A, HBV, HCV i HIV.

## INDIKACIJE I NAČIN UPORABE

- opća sanitacija predmeta i površina
- dezinfekcija vode za piće
- dezinfekcija vode u bazenima

Izosan® G rabi se otopljen u vodi, a dozira pomoću priloženih mjerica za doziranje.\*

Uporabne otopine pripremljene na osnovi tablice sadržavaju količinu slobodnog rezidualnog klora dostatnu za pouzdan germicidni učinak.

Površine i predmeti ne smiju biti osjetljivi na koroziju.

**ZAPAMTITI:**

- klorni dezinficijens za opću sanitaciju i dezinfekciju vode.
- koncentrirani klorni preparat širokog područja primjene
- baktericid, fungicid, virucid

**VAŽNO JE ZNATI:**

Površine i predmeti ne smiju biti osjetljivi na koroziju.

Uporaba	Koncentracija*	Način
opća sanitacija, podovi, zidovi, radne površine, oprema i pribor, sanitarije	1 – 2 g u 5 l vode	jednokratno ili višekratno, brisanje ili prskanje ili uranjanje (3 min – 2 sata), bez ispiranja vodom
dezinfekcija pribora za jelo i piće, kuhinjskog posuda i radnih površina	1 – 2 g u 5 l vode	uranjanje nakon pranja u trajanju 3 – 5 min, bez ispiranja
dezinfekcija vode za piće	1,5 – 2 g u 1 000 l vode	voda je pogodna za piće 10 – 30 min nakon otapanja granulata
dezinfekcija vode u bazenima za rekreaciju i za terapiju	1,5 – 2 g u 1 000 l vode	postupak se vrši 2 puta dnevno, ujutro i uvečer
dezinfekcija rublja u bolnicama i u hotelima (bijelo i rublje postojanih boja)	1 – 2 g u 5 l vode	natapanje rublja prije postupka pranja kroz 2 sata, bez ispiranja vodom